

üzümcü



Birlikte daha iyiyiz.
En iyi ekipmanlarla yanınızdayız.



üzümcü



PASLANMAZ ÇELİK HASTANE EKİPMANLARI



PASLANMAZ
ÇELİK HASTANE
EKİPMANLARI

DOKTOR EL YIKAMA ÜNİTESİ

80800 v



- Ameliyat ekibinin ameliyat öncesi el antisepsisini sağlamaları için 304 kalite paslanmaz çelikten üretim
- Her bir bataryadan akan suyun sıcaklığının ve süresinin dönüşümlü olarak izlendiği fotosel gösterge ekranı
- Kullanım alanları ve kullanıcı istekleri dikkate alınarak uluslararası hijyenik normlara uygun, yuvarlak içbükey köşeli, kolay temizlenen ve bakteri barınmasına olanak vermeyen tasarım
- Her istasyonda fotosel ve diz paneli ile kontrol edilen su akışı ve diz paneli ile kumanda edilen sabun akışı özelliği
- Su ısısını kullanıcı isteğine uygun ayarlanmasını sağlayan termostatik vana

Teknik Özellikler

Model	Ebatlar (E x B x Y)	Sipariş Kodu
• 80600, Tekli	: 675x800x1250 mm	55.1068
• 80700, Çiftli	: 675x1600x1250 mm	55.1069
• 80800, Üçlü	: 675x2200x1250 mm	55.1070

PASLANMAZ ÇELİK

80700 ✓



80600 ✓



Detay Özellikler

< Armatür Özellikleri

- El antiseptisini bozmayacak şekilde dizayn edilmiş, uzun kullanım ömrüne sahip su ve sabun armatürü



< Evye Tasarımı

- Derin ve eğimli evye özelliği ile sıçramayı ve ıslanmayı önleyen tasarım



PASLANMAZ
ÇELİK HASTANE
EKİPMANLARI

DOKTOR EL YIKAMA ÜNİTESİ

80650 ✓



80660 ✓



- Ameliyat ekibinin ameliyat öncesi el antiseptisini sağlamaları için yıkama bölümü anti bakteriyel akrilik, ana gövdesi 304 kalite paslanmaz çelik üretim
- Her bir bataryadan akan suyun sıcaklığının ve süresinin dönüşümlü olarak izlendiği fotosel gösterge ekranı
- Kullanım alanları ve kullanıcı istekleri dikkate alınarak uluslararası hijyenik normlara uygun tasarım
- Su ısısını kullanıcı isteğine uygun ayarlanmasını sağlayan termostatik vana
- Fotosel ve manuel kontrol edilen su akış seçenekleri

Teknik Özellikler

Model	Ebatlar (E x B x Y)	Sipariş Kodu
• 80660 Tekli, Fotoselli	: 700x800x700 mm	55.1065
• 80665 Tekli, Manuel	: 700x800x700 mm	55.1066
• 80650 Çiftli, Fotoselli	: 700x1500x700 mm	55.1063
• 80655 Çiftli, Manuel	: 700x1500x700 mm	55.1067

80655 ✓



80665 ✓



Detay Özellikler

< Özel Tasarım Evye

- Derin ve eğimli evye özelliği ile sıçramayı ve ıslanmayı önleyen tasarım



< Fotosel

- Fotoselli göz fonksiyonu ile eli görünce su akışını başlatan ve yıkanma işlemi sırasında kapanarak çevre bilincine katkı sağlayan dizayn



DOKTOR EL YIKAMA ÜNİTESİ EKİPMANLARI



Işık Sistemli Ayna 87000 / 87005

- Farklı özelliklerde steril edilebilir fırçalıklar, fotosel, kol ve ayak kontrollü sabunluklar ve ışık sistemli ayna sayesinde tüm ihtiyaçları şık ve ergonomik şekilde karşılayan, doktor el yıkama ünitelerini tamamlayıcı ürünler
- Ürün aile birliği anlayışı içinde kullanıcı odaklı kurumsal yaklaşım

Model	Ebatlar (E x B x Y)	Sipariş Kodu
• 87000, Tekli	: 60x800x700 mm	55.1072
• 87005, Çiftli	: 60x1600x700 mm	55.1075



< Tekli Evye: 40895

- Hastanelerin acil servis ve yoğun bakım üniteleri ile muayenehanelerde kullanıma uygun tasarım
- Paslanmaz çelik üretim
- Duvara monte edilmeye uygun yapı
- 21 cm yüksekliğinde duvar koruma bandı
- Sıcak ve soğuk su bağlanabilen dirsek kumandalı klinik tip batarya
- 375x270x130 mm ölçülerinde evye

Model	Ebatlar (E x B x Y)	Sipariş Kodu
• 40895, Tekli	: 500x420x510 mm	55.1006

FIRÇALIK



< 87025

- 20 adet fırça kapasiteli ve 304 kalite paslanmaz çelik üretim
- Steril edilebilen fırçalık kutusu ve duvar bağlantı aparatı
- Camlı kapak

Ebatlar (ExBxY) : 120x275x320 mm

S.K.: 55.1073



< 87010

- 18 adet fırça kapasiteli 304 kalite paslanmaz çelik üretim
- Steril edilebilen fırçalık kutusu ve duvar bağlantı aparatı

Ebatlar (ExBxY) : 90x140x530 mm

S.K.: 55.1071



< 87030

- Disposable fırçaları muhafaza amaçlı dispenser
- 30 adet fırça kapasiteli
- Üç bölmeli ve 304 kalite paslanmaz çelik üretim
- Duvar bağlantı aparatı

Ebatlar (ExBxY) : 120x250x410 mm

S.K.: 55.1074



SABUNLUK



< 87065

- Dirsek ile kumandalı paslanmaz çelik pompa kolu
- Sabun miktarı ayarı ve duvar bağlantı aparatı

S.K.: 55.1077



< 87075

- Fotosel kontrollü
- Sabun miktarı ayarı ve düşük enerji tüketimi ile uzun pil ömrü
- Hijyenik, anodize edilmiş alüminyum gövde
- Otoklavda steril edilebilir pompa sistemi ve duvar bağlantı aparatı

S.K.: 55.1078



< 87050

- Ayak pompası ile kumanda edilebilme özelliği
- Duvar bağlantı aparatı

S.K.: 55.1076



< Alet ve İlaç Dolabı: 40500

- Ameliyathane ve müdahale odaları için 304 kalite paslanmaz çelikten üretim
- Kilitlenebilir camlı kapaklar
- Ayarlanabilir 3 adet raf
- Zemin dengesini sağlayan 4 adet rotill ayak

Ebatlar (E x B x Y) : 400x900x1800 mm

S.K.: 55.1045



< Ameliyathane Dolabı: 40530

- Ameliyathane ve müdahale odaları için 304 kalite paslanmaz çelik üretim
- Üst bölümde camlı kilitlenebilir kapaklar ve ayarlanabilir 3 adet raf
- Alt bölümde kilitlenebilir kapaklar
- Zemin dengesini sağlayan dört adet rotill ayak

Ebatlar (E x B x Y) : 400x900x1800 mm

S.K.: 55.1043



PASLANMAZ ÇELİK HASTANE EKİPMANLARI



< Çekmeceli - Raflı Malzeme Dolabı: 40529

- Steril malzeme bulunduran ameliyathane, yoğun bakım ve tüm klinik-poliklinik ortamları için 304 kalite paslanmaz çelikten üretim
- Cam kapaklar ile her an stok kontrol imkânı
- 20 kg taşıma kapasiteli abs plastikten yapılmış farklı derinliklerde çıkarabilir ve istenilen yüksekliklerde ayarlanabilen çekmeceler
- Çekmece içlerine yerleştirilen seperatörlerle elde edilmiş 24 adet küçük göz
- Zemin dengesini sağlayan 4 adet rotül ayak

Ebatlar (E x B x Y) : 470x1000x1800 mm

S.K.: 55.1161

Detay Özellikler



> Modüler Tasarım

- Steril ve non steril tüm malzemeleri ayrıştırarak belli bir düzen içinde muhafaza etme olanağı sunan
- Yüksek taşıma kapasiteli, ısı ve dezenfektan solüsyonlardan etkilenmeyen, farklı derinliklerde modüler çekmece tasarımı



> Bütüncül Çözüm

- Çekmece yanına entegre edilmiş raf özelliği ile raf ve çekmece ihtiyacına bütüncül, fonksiyonel çözüm alternatifi



< Çekmeceli Malzeme Dolabı Mobil: 40517

- Steril malzeme bulunduran ameliyathane, yoğun bakım ve tüm klinik-poliklinik ortamları için 304 kalite paslanmaz çelik üretim
- Kilitlenebilir cam kapaklar ile her an stok kontrol imkânı
- 20 kg taşıma kapasiteli abs plastikten yapılmış farklı derinliklerde çıkarabilir ve istenilen yüksekliklerde ayarlanabilen çekmeceler
- Çekmece içlerine yerleştirilen seperatörlerle elde edilmiş 24 adet küçük göz
- Çift taraflı itme kulpu ile taşımada kolaylık
- İki frenli dört adet tekerlek

Ebatlar (E x B x Y) : 525x815x1820 mm

S.K.: 55.1162



< Çekmeceli Malzeme Taşıma Arabası Kapaklı: 40677

- Ameliyathane, yoğun bakım ve tüm klinik-poliklinik ortamları için 304 kalite paslanmaz çelikten üretim
- Steril veya non steril malzemeleri taşıma ve belli bir düzen içinde muhafaza etme amaçlı, kilitlenebilir kapaklı
- 20 kg taşıma kapasiteli abs plastikten yapılmış farklı derinliklerde çıkarabilir ve istenilen yüksekliklerde ayarlanabilen çekmeceler
- Çekmece içlerine yerleştirilen seperatörlerle elde edilmiş 24 adet küçük göz
- Çift taraflı itme kulpu ile taşımada kolaylık
- İki frenli dört adet tekerlek

Ebatlar (E x B x Y) : 525x1440x1050 mm

S.K.: 55.1163



PASLANMAZ ÇELİK HASTANE EKİPMANLARI



< Alet ve İlaç Dolabı, Çekmeceli: 40506

- Ameliyathane ve müdahale odaları için 304 kalite paslanmaz çelik üretim
- Kilitlenebilir camlı kapaklar
- Ayarlanabilir 3 adet raf
- Kolay açılıp kapanan tamamı paslanmaz çelik dört adet çekmece
- Zemin dengesini sağlayan 4 adet rotill ayak

Ebatlar (E x B x Y) : 500 x 1000 x 1800 mm

S.K.: 55.1097



< Endoskop (Bronkoskop) Dolabı: 40890

- Fleksibil endoskop kullanan bölümler için endoskop fiberlerinin kırılmasını önlemeye yönelik 304 kalite paslanmaz çelik tasarım
- Endoskop asmaya uygun 5 adet askı aparatı
- Dolap içi su toplama haznesi
- Kilitlenebilir camlı kapak

- Serbestçe asılabilen endoskoplarda uzun kullanım ömrü ile hastane bütçesine katkı sağlayan dizayn



Ebatlar (E x B x Y) : 450x700x2200 mm

S.K.: 55.1046



< Alet Masası: 40038 / 40095

- Ameliyathane ve müdahale odaları için kullanıcı istekleri dikkate alınarak tasarlanmış, 304 kalite paslanmaz çelik üretim
- Demonte edilebilme özelliği
- İki frenli 4 adet tekerlek

Model	Ebatlar (E x B x Y)	Sipariş Kodu
• 40038	450x350x750 mm	55.1092
• 40078	500x750x850 mm	55.1026
• 40095	650x950x900 mm	55.1029



< Ay Masa: 40200

- Ameliyathane ve müdahale odaları için 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiş
- Ay şeklinde iki raflı
- Bariyerli üst tabla
- Üçü frenli, altı adet tekerlek

Ebatlar (E x B x Y) : 450x1700x1000 mm

S.K.: 55.1012



PASLANMAZ ÇELİK HASTANE EKİPMANLARI



< Mayo Masa: 40410

- Kullanım alanları ve kullanıcı istekleri dikkate alınarak tasarlanmış 304 kalite paslanmaz çelik üretim
- Uluslararası hijyen normlarına uygun, yuvarlatılmış iç bükey köşeli, temizliği kolay, bakteri barınmasına olanak vermeyen pres baskı
- Ayak bölümünden bağımsız olarak dönebilen üst tabla
- İki frenli biri antistatik toplam üç tekerlekli tasarım

- 920-1310 mm aralığında hidrolik ayak pedalı ile kontrol edilebilen yükseklik ayarı



Ebatlar (E x B x Y) : 750x540x920-1310 mm

S.K.: 55.1010



< Mayo Masası Manuel: 40460

- Kullanım alanları ve kullanıcı istekleri dikkate alınarak tasarlanmış 304 kalite paslanmaz çelik üretim
- Uluslararası hijyen normlarına uygun, yuvarlatılmış iç bükey köşeli, temizliği kolay, bakteri barınmasına olanak vermeyen, pres baskılı,
- Ayak bölümünden bağımsız olarak dönebilen üst tabla
- İki frenli, biri antistatik toplam üç tekerlekli tasarım

- 920-1310 mm aralığında gaz pistonlu kol yardımı ile kontrol edilebilen yükseklik ayarı



Ebatlar (E x B x Y) : 750x540x920-1310 mm

S.K.: 55.1011



< İlaç Hazırlık Arabası: 40350

- Ameliyathane ve müdahale odaları için kullanıcı istekleri dikkate alınarak tasarlanmış, 304 kalite paslanmaz çelik üretim
- Uluslararası hijyenik normlara uygun, temizliği kolay, bakteri barınmasına olanak vermeyen pres baskı
- Sürgülü ilaç hazırlık tepsi
- Farklı ölçülerde 6 adet çekmece

Ebatlar (E x B x Y) : 530x780x800 mm

S.K.: 55.1014



< Alet Masası Çekmeceli: 40162 / 40172

- Ameliyathane ve müdahale odaları için kullanıcı istekleri dikkate alınarak tasarlanmış, 304 kalite paslanmaz çelik üretim
- Uluslararası hijyenik normlara uygun, temizliği kolay, bakteri barınmasına olanak vermeyen pres baskı
- Tek çekmece ve iki raf
- İki frenli 4 adet tekerlek

Model	Ebatlar (E x B x Y mm)	Sipariş Kodu
• 40162	420x620x800 mm	55.1021
• 40172	620x720x800 mm	55.1024



PASLANMAZ ÇELİK HASTANE EKİPMANLARI



< Malzeme Arabası: 40085

- Ameliyathane ve müdahale odaları için kullanıcı istekleri dikkate alınarak tasarlanmış, 304 kalite paslanmaz çelik üretim
- İki adet raf
- İki frenli 4 adet tekerlek

Ebatlar (E x B x Y) : 560x910x850 mm

S.K.: 55.1027



< Pansuman Arabası: 70772

- Ameliyathane, yoğun bakım ve tüm klinik-poliklinik ortamları için 304 kalite paslanmaz çelikten üretim
- Tüm tedavi ve pansuman için gerekli malzemeleri depolama amaçlı, kolay açılıp kapanan 4 adet çekmece
- İki taraflı itme kolu, aksesuar raylı
- Çıkarılabilir atık kovası ve solüsyon taşı
- İki frenli 4 adet tekerlek



Ebatlar (E x B x Y) : 580x810x980 mm

S.K.: 55.1165



< Anestezi Arabası: 40340

- Ameliyathane ve müdahale odaları için kullanıcı istekleri dikkate alınarak tasarlanmış, 304 kalite paslanmaz çelik üretim
- Uluslararası hijyenik normlara uygun, yuvarlak iç bükey köşeli, temizliği kolay, bakteri barınmasına olanak vermeyen pres baskı
- Bir adet çıkarılabilir tel sepet
- İki frenli 4 adet teker

Ebatlar (E x B x Y) :450x600x1500 mm

S.K.: 55.1013

Detay Özellikler



< Kullanım Kolaylığı

- Farklı derinlikte 5 adet çekmecesine ve dörtlü şeffaf kutularına ile anestezi işlemi için gerekli tüm ilaç ve ekipmanları toplayarak hızlı ulaşım üstünlüğüyle hasta tedavisine katkı



< Çalışma Alanı Genişliği

- Masaya entegre edilmiş şeffaf ilaç kutusu, tel sepet ve sürgülü çalışma tepeşi ile cihaz ve ekipmanlar için optimum alan kullanımı



PASLANMAZ ÇELİK HASTANE EKİPMANLARI



< Çalışma Masası Çekmeceli: 40835 / 40836

- Laboratuvarlar, müdahale odaları ve ameliyathaneler için paslanmaz çelik üretim
- Bariyerli üst tabla
- 3 adet çekmece
- Zemin dengesini sağlayan 4 adet rotill ayak

Model	Ebatlar (E x B x Y)	Sipariş Kodu
• 40835	600x1400x910	55.1037
• 40836	600x1800x910	55.1038



< Alet Masası Dolaplı: 40838

- Laboratuvarlar, müdahale odaları ve ameliyathaneler için paslanmaz çelik üretim
- Bariyerli üst tabla
- Alt kısımda rafli ve sürgülü kapaklı dolap
- Zemin dengesini sağlayan 4 adet rotill ayak

Ebatlar (E x B x Y) : 650x1800x910 mm

S.K.: 55.1039



< Çalışma Masası: 40830/40832

- Laboratuvarlar, müdahale odaları ve ameliyathaneler için kullanıcı istekleri dikkate alınarak tasarlanmış, 304 kalite paslanmaz çelik üretim
- Bariyerli üst tabla
- Zemin dengesini sağlayan 4 adet rotill ayak
- Mekanik yükseklik ayarı (Model 40832)



Model	Ebatlar (E x B x Y)	Sipariş Kodu
• 40830	600x1000x910 mm	55.1034
• 40831	600x1400x910 mm	55.1035
• 40832	600x1400x775-925 mm	55.1036



< Steril Ürün ve Giysi Taşıma Arabası: 40655

- Hastanelerin sterilizasyon ünitelerinde kullanıma uygun, paslanmaz çelik üretim
- Kilitlenebilir ve 270 derece açılabilen 2 adet kapak
- İki frenli 4 adet tekerlek
- Taşıma kolu paslanmaz çelikten üretilmiştir



Ebatlar (E x B x Y) : 680x1200x1155 mm

S.K.: 55.1022



PASLANMAZ ÇELİK HASTANE EKİPMANLARI



< Sehpalı Küvet, Tekli-Çiftli: 40555 / 40575

- 8 litrelik çıkartılabilir küvetler
- Rahat bir kullanım için tutma kulpu
- 4 tekerlekli profil ayak
- Demonte edilebilir gövde

Model	Sipariş Kodu
• 40575, Çiftli	55.1025
• 40555, Tekli	55.1018



< Atık Kovası: 40600 / 40610

- Ameliyathane ve müdahale odaları için paslanmaz çelik üretim
- 20 L iç hacim (Model:40600)
- 50 L iç hacim (Model:40610)
- Kapak ve taşıma kulpu
- Darbelere karşı plastik kaplı metal tampon

Model	Sipariş Kodu
• 40600	55.1016
• 40610	55.1017



< Basamak: 40615 / 40630

- Paslanmaz çelik üretim
- Rahat kullanım için kaymayan geniş yüzey

Model	Ebatlar (E x B x Y)	Sipariş Kodu
• 40615, Tek basamaklı	350x600x180 mm	55.1030
• 40620, Tek basamaklı	350x600x260 mm	55.1031
• 40630, Çift basamaklı	600x650x400 mm	55.1032



< Tıbbi Atık Arabası: 40680

- Ameliyathane ve müdahale odaları için paslanmaz çelik üretim
- 345 L iç hacim, altta tahliye vanası entegreli
- Yanlara doğru açılan 2 adet kapak
- İki frenli 4 adet tekerlek

Ebatlar (E x B x Y) : 610x1250x970 mm

S.K.:55.1023



< Portatif Çöp Arabası: 40860

- Ameliyathane ve müdahale odaları için paslanmaz çelik üretim
- Atık torbasının ağızını açıp kapatmaya yarayan pedal
- Tek kullanımlık atık torbası ile kullanım kolaylığı

Ebatlar (E x B x Y) : 440x580x970 mm

S.K.: 55.1028



< Çamaşır Toplama Arabası: 40585 / 40590

- Paslanmaz çelik üretim
- Çıkarılabilir ve yıkanabilir kumaş toplama torbası
- İki frenli 4 adet tekerlek

Model	Ebatlar (E x B x Y)	Sipariş Kodu
• 40585, Tek Torbalı	500x550x1100 mm	55.1019
• 40590, Çift Torbalı	540x1130x970 mm	55.1020



PASLANMAZ ÇELİK HASTANE EKİPMANLARI

< Serum Askısı: 10315



- Paslanmaz çelik üretim
- Transfer kolaylığı sağlayan ergonomik itme kolu
- Serum seti, branül gibi sıvı tedavi ekipmanlarının muhafazasını sağlayan aksesuar sepeti
- İnfüzyon cihazları monte edilebilen gövde yapısı
- Dengeyi artıran 5 tekerlekli alüminyum ayak
- 1200-2100 mm aralığında ayarlanabilen askı yüksekliği

Sipariş Kodu: 55.1002



< Serum Askısı: 10310



- Paslanmaz çelik üretim
- 1200-2100 mm aralığında ayarlanabilen askı yüksekliği
- Serum asmaya müsait 4 adet askı aparatı
- İnfüzyon cihazları monte edilebilen gövde yapısı
- Dengeyi artıran 5 tekerlekli alüminyum ayak

Sipariş Kodu: 55.1001





< Kep, Bone ve Maske Dolabı: 40395

- Ameliyathane ve yoğun bakım girişlerine uygun tasarım
- Kep, maske, bone gibi ameliyathane girişlerinde giyilmesi zorunlu ekipmanların belli bir düzen içerisinde sunulmasını sağlayan, önü bariyerli 6 adet bölme
- Geniş hacimli, yarım açılan düşey çekmece
- Zemin dengesini sağlayan 4 adet rotill ayak

Ebatlar (E x B x Y) : 420x650x1550 mm

Sipariş Kodu: 55.1047



< Terlik Arabası: 40390

- Ameliyathaneler için paslanmaz çelik üretim
- 24 çift terlik kapasitesi
- İki frenli 4 adet tekerlek

Ebatlar (E x B x Y) : 535x1000x1830 mm

Sipariş Kodu: 55.1093



PASLANMAZ ÇELİK HASTANE EKİPMANLARI



Ultrasonik Yıkama Tezgâhı: PM-45 / PM-55

- Hastanelerin sterilizasyon ünitelerinin dekontaminasyon alanlarında kullanılmak üzere kullanıcı istekleri dikkate alınarak tasarlanmış, 304 kalite paslanmaz çelik üretim
- Kullanıcı ihtiyacına uygun 1 yada 2 adet yıkama evyesi
- Ultrasonik yıkama bölümü
- Her biri iki kapaklı toplam 3 adet dolap
- Her evye için konumlandırılmış sıcak ve soğuk su bağlanabilen bataryalar
- 8 adet farklı özelliklerde hava su tabancası başlığı

Model	Ebatlar (E x B x Y)	Sipariş Kodu
• PM-45 Tek Evyeli	600x1800x900 mm	55.1004
• PM-55 Çift Evyeli	600x2700x900 mm	55.1005

Detay Özellikler



< Hava Su Tabanca Sistemi

- Her iki evyeye konumlandırılmış, ameliyat sırasında kullanılan lümenli aletlerde güvenli dekontaminasyon olanağı sağlayan basınçlı hava-su tabanca sistemi



< Tel Sepet ve Ultrasonik Yıkama Teknolojisi

- Ameliyat sırasında kullanılan mikro aletlerde deformasyonu önleyen ultrasonik dalga teknolojisi ile etkin temizlik
- Süzgeç işlevi ile cerrahi aletler üzerindeki dezenfektanların durulanmasına kolaylaştıran, tutma kulplu tel sepet



< Lümenli Alet Dekontaminasyonu

- Endoskopik ve açık cerrahi işlemlerde kullanılan değişik çaplardaki tüm lümenli ekipmanlara uyum sağlayabilen 8 farklı özellikteki hava-su tabancası başlığı ile etkin dekontaminasyon



< Ultrasonik Özellikler

- Ultrasonik güç : 1500 W / 750 elf
- Frekans : 28 kHz
- Isıtma Gücü : 1500 W
- Evye Kapasitesi : 40 Lt
- 0 - 90°C analog sıcaklık ayarı
- 0 - 30 dakika analog zaman ayarı



PASLANMAZ ÇELİK HASTANE EKİPMANLARI



< Paketleme Masası PM-26:

- Hastanelerin sterilizasyon üniteleri için kullanıcı istekleri dikkate alınarak tasarlanmış, 304 kalite paslanmaz çelik üretim
- 5 adet elektrik prizi entegrasyonu
- Aydınlatma tablası
- 1 çekmece ve 1 kapaklı dolap
- 2 adet paslanmaz çelik tel sepet
- 1 adet dosya sepeti
- Bilgisayar kasası yuvası
- Zemin dengesini sağlayan 4 adet rotül ayak
- Ayarlanabilir yükseklik
- Kağıt kesme bıçağı entegreli

Ebatlar (E x B x Y) : 700x1500x800-920 mm

S.K.: 55.1033

Detay Özellikler



< Askı Sistemi

- Sepetleri, rafları ve paketleme ekipmanlarını serbestçe asmaya imkân veren askı sistemi
- 1 adet sterilizasyon paket kağıdı tutucusu ve kesicisi
- Masa gövdesi 304 kalite paslanmaz çelikten üretilmiştir.



< Ergonomik Çalışma

- Tüm personelin rahat çalışmasına olanak veren 2000 - 2200 mm aralığında elektrikli yükseklik ayarı
- Sabit masalarda taban - üst tabla yükseklik aralığı 800 mm, ayarlanabilir masalarda taban - üst tabla yükseklik aralığı 800 - 920 mm



< Bebek Yıkama Tezgâhı: 40885

- Hastanelerin yeni doğan ve bebek servisleri için kullanıcı istekleri dikkate alınarak tasarlanmış, 304 kalite paslanmaz çelik üretim
- Biri fotoselle diğeri manuel kontrol edilebilen 2 adet batarya
- Alt bölümde 2 kapaklı dolap ve 3 adet çekmece
- Bebek terazisi ve minderi
- 500x600x300 mm ölçülerinde bebek yıkama evyesi
- Zemin dengesini sağlayan 4 adet rotill ayak



Ebatlar (E x B x Y) : 650x1650x1100 mm

S.K.: 55.1009



< Alçı Hazırlık Masası ve Evyesi: 40845

- Ameliyathane, poliklinik ve laboratuvarlar için kullanıcı istekleri dikkate alınarak tasarlanmış, 304 kalite paslanmaz çelik üretim
- Alçı evyesi, kapaklı dolap ve 3 adet çekmece
- 2" çaplı küresel vana ile kapatılabilen hazne
- Zemin dengesini sağlayan 6 adet rotill ayak



Ebatlar (E x B x Y) : 600x1600x850 mm

S.K.: 55.1003



PASLANMAZ ÇELİK HASTANE EKİPMANLARI



Acil Müdahale Arabası: 74402

- Acil servis ve yoğun bakım alanlarında kullanıcı ihtiyaçları göz önüne alınarak üretilmiş, acil müdahaleler sırasında ihtiyaç duyulabilecek tüm tedavi ekipmanlarının fonksiyonel olarak konumlandırıldığı
- Tamamı 304 kalite paslanmaz çelik ana gövde, kompakt laminant çekmeceler
- Üst tabla üzerine entegre edilmiş yönlendirme özelliğine sahip defibrilatör sehpası
- Arabaya entegre edilmiş oksijen tüp taşıyıcısı, serum askısı, paslanmaz çelik çöp kovası ve CPR tablası
- Merkezi kilit sistemi ve 50 adet plastik kilit

Ebatlar (E x B x Y) : 910x650x1000 mm

S.K.: 55.1102



Detay Özellikler



< Dayanıklılık

- Darbelere ve korozyona dayanıklı, kolay temizlenebilir paslanmaz çelik üretim, yuvarlatılmış kenar dönüşler
- Her türlü ihtiyacı karşılayacak, farklı derinlikte 5 adet çekmece
- Çekmece içine yerleştirilmiş, ilaçların karışmaması ve belli bir düzen içinde sunulmasını sağlayan separatör
- Sessiz ve kendinden kapanma özelliğine sahip, uzun yıllar sorunsuz bir şekilde kullanılabilir özellikli ray sistemi



< Hareket Kabiliyeti

- Cihaza entegre, ergonomik kullanımlı yan gövdeyi tam genişlikte kapsayan anodize alüminyumdan üretilmiş itme kolu
- Hareket kabiliyeti yüksek, çarpma tamponlu, ikisi frenli anti statik tekerlek



< Aksesuar Konumlandırma

- İlaç uygulama hazırlığında kullanılan serum askısı, muayene lambası gibi ekipmanları güvenle konumlandırmayı sağlayan aksesuar rayları
- Arabaya entegre edilmiş iki kayışlı oksijen tüpü taşıyıcısı ve 3 litrelik alüminyum oksijen tüpü
- Gövde üzerine entegre edilmiş yönlendirilebilir defibrilatör sehpası
- Acil uygulamalarda kolay ulaşılabilir CPR tablası



< Güvenlik

- Araba üzerine entegre edilmiş ekipman ve narkotiklerin güvenle depolandığı tüm çekmecelerin kilitlemesini sağlayan merkezi kilit sistemi ve tek kullanımlık plastik kilit takımı



PASLANMAZ ÇELİK HASTANE EKİPMANLARI



< İlaç Arabası: 74302

- Tamamı 304 kalite paslanmaz çelik ana gövde, kompakt laminant çekmeceler
- Paslanmaz çelik çöp kovası
- Merkezi kilit sistemi ve 50 adet plastik kilit

Ebatlar (E x B x Y) : 910x650x1000 mm

S.K.: 55.1058



< Pansuman Arabası: 74202

- Tamamı 304 kalite paslanmaz çelik ana gövde, kompakt laminant çekmeceler
- Paslanmaz çelik çöp kovası
- 2 adet çekmece ve tek sıra beşli şeffaf ilaç kutusu

Ebatlar (E x B x Y) : 910x650x1000 mm

S.K.: 55.1057

Detay Özellikler



< Aksesuar Konumlandırma ve Üst Tabla Özelliği

- İlaç uygulama hazırlığında kullanılan serum askısı, muayene lambası gibi ekipmanları güvenle konumlandırmayı sağlayan aksesuar rayları
- Bakteri barındırmayan, leke tutmayan malzemeden yapılmış güvenli, ergonomik üst tabla



< Çekmece Özellikleri

- Her türlü ihtiyacı karşılayacak, farklı derinlikte çekmeceler
- Çekmece içine yerleştirilmiş, ilaçların karışmaması ve belli bir düzen içinde sunulmasını sağlayan separatör



< Hareket Kabiliyeti

- Cihaza entegre, ergonomik kullanımlı yan gövdeyi tam genişlikte kapsayan anodize alüminyumdan üretilmiş itme kolu
- Hareket kabiliyeti yüksek, çarpma tamponlu, ikisi frenli anti statik tekerlek



< İlaç Kutusu ve Tabla Özellikleri

- Araba üzerine tek sıra entegre edilmiş şeffaf, içine konulan ilaçların görünebilme ve kolay alınabilme özelliğine sahip ilaç kutusu
- Üç tarafı bariyerli polistren alt tabla (74200)



